

Technical Index

Derivaciones	estándar de 12 derivaciones
Modo de entrada	protección de flotación y desfibrilación
CMRR	>60dB, > 1 00dB (añadir filtro)
Constante de tiempo	$\geq 3.2s$
Corriente de fuga del paciente	$< 10 \mu A$
Voltaje de calibración	1mV
Frecuencia de muestreo	hasta 1000Hz
Precisión del muestreo	hasta 24 bits
Corriente del circuito de entrada	$\leq 50nA$
Impedancia de entrada	$\geq 50M\Omega$
Nivel de ruido	$\leq 15 \mu Vp-p$
Respuesta en frecuencia	0.05Hz-150Hz (-3dB - +0.4dB)
Tensión de polarización	$\pm 500mV$
Alimentación	2 pilas alcalinas AA
Modo de comunicación	Wi-Fi

Accesorios



Caja de lanzamiento



Derivaciones de ECG



Tarjeta inalámbrica



Cinta elástica



Funda de cuero



Electrodos desechables

Viamed[®]

Mail: contacto@viamed.ec
Celular: 09979381388

Original Technology
New Experience

CONTEC 8000S Prueba de esfuerzo ECG

(Dedicado a la prueba de ECG de esfuerzo)

CONTEC[™]